

A woman in a white lab coat is using a purple handheld device on the arm of a young girl. The girl is wearing a pink headband and a white lab coat. The scene is set in a bright, clinical environment.

FLOCARE

RAVINNON-
SIIRTOLAITTEISTO
2017

NUTRICIA
flocare[®]

Flocare -RAVINNONSIIRTOLAITTEISTO

Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla



Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite

- Sopii suoraan pussipakkaukseen
- Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin; mukana ripustin pullolle
- Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**



Flocare Infinity pumppusiirtolaite - UUTUUS

- Sopii ainoastaan pussipakkaukseen
- Ei sovellu pulloihin
- Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**

SAATAVANA
3/2017



Flocare Infinity reppusiirtolaite

- Ei sovellu pulloihin
- Sopii käytettäväksi Infinity Go -selkäreppun kanssa
- Lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite	1983824	589824	589825
Flocare Infinity pumppusiirtolaite	2399145		586514
Flocare Infinity reppusiirtolaite	1986082	586519	586520



Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun

- Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun letkuravinnon annosteluun
- Pussiosa pehmeää muovia
- Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
- Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun	1984715	590012	590068

Annosteltaessa käsivaraisesti



Flocare universaali siirtolaite käsivaraiseen annosteluun

- Sopii suoraan pussipakkaukseen
- Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin; mukana ripustin pullolle
- Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuteluhaarake
- ENFit

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
Universaali ravinnonsiirtolaite käsivaraiseen annosteluun	1920933	589754	589755



Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun

- Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun etkuravinnon annosteluun
- Pussiosa pehmeää muovia
- Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
- Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuteluhaarake
- ENFit

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun	1742436	589784	589785

HUOMIOI

Uudet siirtolaitteet toimitetaan **ilman välikkappaleita**. Mikäli käytössänne ei ole ENFit syöttöletkut ja -oraaliruiskut, **välikkappaleet on tilattava erikseen Tamrosta**. Katso koodit kohdasta Flocare - LISÄTARVIKKEET.

RAVINNONSIIRTOLAITTEISTON OMINAISUUDET:

- ENFit-liitännät
- Vaihtoväli letkuravinnon annostelussa 24 tuntia ja veden annostelussa 7 vrk
- Eivät sisällä lateksia eivätkä ftalaatteja

Flocare -SYÖTTÖLETKUT

Flocare PUR -syöttöletkut



Nasogastrinen syöttöletku letkuruokintaan mahalaukkuun

- Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein ja valmiiksi liukastettu ohjainvaijeri
- Värikoodattu ruokintayhdistäjä
- Pyöristetty avonainen kärki ja kaksi sivuaukkoa (Ch 5/50 cm letkussa suljettu kärki)
- Steriili

Vaihtovälisuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA	
CH 5/50 cm (harmaa)	1533595	594566	1,0/1,7 mm
CH 6/60 cm (vaalean vihreä)	1533561	594567	1,1/2,0 mm
CH 6/110 cm (vaalean vihreä)	1533587	594568	1,1/2,0 mm
CH 8/110 cm (sininen)	1610849	594569	1,8/2,7 mm
CH 10/110 cm (musta)	1610997	594570	2,1/3,3 mm
CH 12/110 cm (valkoinen)	1533637	594571	2,6/4,0 mm
CH 14/110 cm (tumman vihreä)	1533645	594572	3,2/4,7 mm

Flocare Bengmark -nasojejunaaliletku



Nasojejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen, esim. varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan

- Röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein
- Kärkipaksunnos, jossa neljä sivuaukkoa
- Letkun kärki on n. 23 cm:n matkalta spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
- Erillinen Hydromer-päällysteinen ohjainvaijeri, jonka kärjessä suoja-paksunnos
- Letkussa kiinteästi polyuretaaninen ruokintayhdistäjä
- Mikäli letku halutaan lyhentää, on tilattava erillinen metallikiinnityksellä oleva ruokintayhdistäjä (591397)
- Steriili

Vaihtovälisuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA	
CH 10/145 cm	1127786	594825	2,4/3,3 mm

Flocare nappisyöttöletku



Mic-Key-syöttönappien kanssa yhteensopiva nappisyöttöletku

- 30 cm pituinen nappisyöttöletku
- 90 astetta kääntyvä kulmayhdistin helpottaa liikkumista
- Pikasulkija

Vaihtovälisuositus:

7 päivää

TILAUSTIEDOT (MY 5 KPL)

TILAUSNRO	TUOTENRO	
Sopii käytettäväksi Mic-Key-syöttönappin kanssa	2113462	591398

Flocare PEG-letkut



Perkutaaninen endoskooppinen gastrostomialetku pitkäaikaiseen letkuruokintaan mahalaukkuun

- Läpinäkyvä 40 cm pituinen, rtg-positiivinen carbothane-polyuretaani -letku, jossa:
 - sisäinen kiinteä pidikelevy
 - Hydromer-päällysteinen silmukallinen kärki
 - pituusmerkinnät sentin välein ad 12 cm pidikelevystä
- Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeitteiden suuntaisesti
- Polyuretaaninen monikäyttöinen ruokintayhdistäjä
- Erillinen lisäpidike, joka varmistaa kiinnityksen
- Pikasulkija
- Setissä mukana: sisäänvientikanyyli, silmukallinen vajjeri ja veitsi
- PEGin voi korvata myöhemmin Flocare G-letkulla

Vaihtoväliisuusitus:

Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 10	1117555	594820	2,1/3,3 mm
CH 14	1117522	594821	3,2/4,7 mm
CH 18	1207851	594822	4,4/5,9 mm

Flocare Gastrostomialetku



Letkuruokintaan PEG:n tilalle stoomakanavan muodostumisen jälkeen tai napin tilalle. (Gastrostomian teosta vähintään 6 viikkoa)

- Silikoninen 14 cm pituinen gastrostomialetku, jossa ballonki
- Pituusmerkinnät sentin välein ad 6 cm ballongista
- Ruokintayhdistäjä, jonka sivussa värikoodattu ballongin täyttöreitti
- Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeitteiden suuntaisesti
- Pikasulkija

Vaihtoväliisuusitus:

Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 2 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 10, 3 ml	1127992	594814	1,7/3,3 mm
CH 14, 5 ml	1128008	594815	1,9/4,6 mm
CH 18, 15 ml	1128016	594817	3,1/5,9 mm
CH 20, 15 ml	1744283	594818	3,5/6,6 mm

Flocare Bengmark PEG/J -letku



PEG:n kautta asennettava jejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen

- Sininen röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 10 cm välein ja valmiiksi liukastettu ohjainvajjeri
- Letkun kärjessä on kaksi sivuaukkoa ja letku on kärjestä n. 23 cm matkalta spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
- Kärjessä endoskooppista asentamista helpottava antennimainen pää
- Letkussa kiinteästi asetettuna punainen Y-yhdistäjä, joka liitetään PEG Ch 18:aan jejunaaliletkun läpivientä varten
- Pakkauksessa mukana erillinen ruokintayhdistäjä, jota voidaan käyttää, mikäli letkua halutaan lyhentää potilaan tarpeiden mukaan
- Steriili

Vaihtoväliisuusitus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 9/105 cm	1533660	594823	3,0/3,2 mm

ENFit RUISKUT, PILLI, KORKKI JA ADAPTERI

ENFit-oraaliruiskut




ENFit-oraaliruiskut

- Ruiskut ovat yhteensopivia ENFit-yhdistäjällä varustettujen syöttöletkujen ja ravinnonsiirtolaitteiden kanssa.
- ENFit-liitäntä varmistaa kiinnipysymisen letkussa veden, lääkkeiden tai letkuravintovalmisteen antamisen ajan.

Vaihtovälisuositus: Ruiskut ovat kertakäyttöisiä.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
1 ml	Lääkkeiden annosteluun	2479871	605972	616327
2,5 ml	Lääkkeiden annosteluun	2480028	605966	616326
5 ml	Lääkkeiden annosteluun	2480176	605965	621824
10 ml	Lääkkeiden annosteluun	2112266	591421	
20 ml	Letkun huuhteluun	2112563	591422	
60 ml	Letkuravinnon bolus-annosteluun	2112571	591423	
100 ml	Letkuravinnon bolus-annosteluun	2480325	605967	



1 ml, 2,5 ml ja 5 ml ruiskujen kärkiosan uudistus parantaa tarkkuutta

Uusi kärkiosa on nimeltään **Low Dose Tip (LDT)** ja se parantaa ruiskun tarkkuutta. Jotta haluttu tarkkuustaso saavutetaan, on huolehdittava, että kärjen sisäosaan ei jää nestettä. Kärjen ja ulkokehän välinen alue ei kuulu annokseen. Suosittelemme edelleen pillin ja korkin käyttöä, kun annostellaan kriittisesti tärkeitä lääkkeitä.

Pilli, korkki ja pulloadapteri ENFit oraaliruiskuun



Pilli oraaliruiskuun

- Suosittelemme pillin käyttöä lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun annostellaan tarkasti pieniä määriä lääkkeitä.
- Pilliä poistettaessa tulee ruiskun kärjen olla alaspäin, että turvataan ruiskun aseptinen käsittely.

Korkki oraaliruiskuun

AdAPTERI lääkepulloon

SAATAVANA
4/2017

- Lääkkeiden vetämiseen pullosta
- Halkaisija 17 mm - 20,5 mm
- Tilaustiedot tarkentuvat myöhemmin

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	VANHA TUOTENRO	UUSI TUOTENRO
150 mm	Pilli oraaliruiskuun, steriili	2110336	611571	
	Korkki oraaliruiskuun, steriili	2110187	611573	619488

Flocare - LISÄTARVIKKEET

Välikappaleet



ENFit/ENLock-välikappale

- ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja ENLock-syöttöletkun yhdistämiseen sekä ENLock-syöttöletkun huuhteluun ENFit-ruiskulla



Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen tai ENFit-syöttöletkuun

- Oraali-, luer- ja ENLock-ruiskun ja ENFit-ravinnonsiirtolaitteen tai -syöttöletkun yhdistämiseen



ENLock/ENFit-välikappale

- ENLock-ravinnonsiirtolaitteen ja ENFit-syöttöletkun yhdistämiseen sekä ENFit-syöttöletkun huuhteluun ENLock-ruiskulla



ENFit/Ei-ENLock -välikappale

- ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja muiden kuin ENLock tai ENFit-syöttöletkujen yhdistämiseen

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
ENFit/ENLock välikappale	2484954	589732
Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen	2479418	589738
ENLock/ENFit välikappale	2479269	589734
ENFit/Ei-ENLock välikappale	2485100	589828

Muut lisätarvikkeet



Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen

SAATAVANA
3/2017

TILAUSTIEDOT (MY 2 X 50 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen	2399442	589739



Ruokintayhdistäjä

- Varaosa PEG-settiin ja Flocare Bengmark -nasojejunaaliletkuun (CH 10)

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Ruokintayhdistäjä CH 10	1117548	591397
Ruokintayhdistäjä CH 14	1117514	591395
Ruokintayhdistäjä CH 18	1207869	591396



Kiinnityslevy

- Varaosa PEG-settiin ja Flocare Gastrostomialetkuun

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Kiinnityslevy CH 10	1117589	35709
Kiinnityslevy CH 14	1117571	35710
Kiinnityslevy CH 18	1207877	35711

SYÖTTÖPUMPPU, REPPU, TELINEET JA TUKIMATERIAALI

Flocare Infinity -syöttöpumppu



- Annostelee letkuravinnon tasaisesti ja tarkasti – käyttö on turvallista ja helppoa
- Antaa turvallisuutta ja varmuutta letkuravitsemukseen
- Pumppu on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä voidaan kuljettaa myös mukana
- Pumpun voi huuhdella juoksevilla vedellä
- Flocare Infinity -syöttöpumpun tilaukset ja huollot: Nordic Service Group, puh. 010 397 5404
- Virtuaalinen pumppukoulutus mm. suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
www.nutriciaflocare.com

Flocare Infinity Go -selkäreppu



- Repussa säädettävät remmit, joten se sopii kaiken kokoisille ja antaa vapauden liikkua
- Aikuisille musta malli ja lapsille sinipunainen lyhyemmällä remmeillä
- Repun sisällä on irrallinen muoviteline, johon on helppo kiinnittää syöttöpumppu ja letkuravintovalmistepussi
- Muoviteline seisoo tukevasti esim. pöydällä
- Tilaukset Tamrosta, tilausnumerot: aikuisten reppu 2490951, lasten reppu 2490803

Flocare Infinity -pöytäteline



- Muovinen pöytäteline, johon sopii Infinity-pumppu ja letkuravintovalmistepussi
- Tilausnumero 35782
- Tilaukset: Nutricia Medical Oy, puh. (02) 274 4111

Tukimateriaali kotiutukseen ja koulutukseen



- Letkuruokinnan koulutuspaketti
- Käytännönläheinen tukimateriaaliansio kotiuttajalle
- Letkuravitsemuksen kotihoito-opas potilaalle annettavaksi
- Oma materiaali lapsille ja aikuisille

Tilaukset ja jakelu: **Tamro Oyj**, puh. 020 445 3300

Nutricia Medical Oy

Linnankatu 26 A, 20100 Turku

Puh. (02) 274 4111 | infosuomi@nutricia.com

www.nutricia.fi | www.letkuravitsemus.fi | www.nutriciaflocare.com

